
植物光照射実験装置
LEDプランター
取扱説明書 v1.2

2006年3月
(有)アイ・シー・アイ



はじめに

このたびは iCi 植物光照射実験装置 LED プランターをお求めいただき、誠にありがとうございます。本装置を使用するにあたり、ご使用者本人及び周囲の方々への危害、財産への損害を未然に防止するため、本説明書をご使用前に必ずよく読み、内容を十分に理解された上で本装置を安全にご使用ください。

目次

安全のために	3
植物光照射装置 LED プランターについて	4
LED プランターについて	4
LED のパルス制御	4
梱包内容を確認する	5
装置の各部名称	5
装置を設置し、点灯してみる	6
操作説明	8
トラブルシューティング	11
テクニカルデータ	12
装置についてのお問い合わせ	12

安全のために

注意事項の表記

ご使用者本人及び周囲の方々への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを示しています。

重要

本製品は理科学実験のための専用装置であり、一般家庭用器具ではありません。使用者には、実験における安全確保に関する専門の教育・訓練を受け、実験操作を安全に行うための専門知識と能力を備えていることが必要です。本装置の管理者、あるいは専門の指導者により安全な実験操作手法の指導を受けた上で、取扱説明書をよく読み、注意事項を守り使用してください。

重要

本装置は防爆・防水・耐薬品処理を施しておりません。引火性・発火性物質の近辺、温度・湿度の高い環境、水のかかる恐れのある屋外などでのご使用は避けてください。

重要

終夜運転などの長時間の無人運転は、予期せぬ事故が起こる可能性がありますので十分注意の上ご使用ください。可燃性のものを近くに置かないでください。

重要

本装置は、一部電子回路が密閉されていない箇所があります。金属片や水、ホコリなどの浸入により異常発熱や回路の破損につながる恐れがありますので十分ご注意ください。

・注意

使用後は電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜き（電源を抜く時はプラグを持って抜いてください）、腐食性物質の近辺やホコリの多い環境、温度・湿度の高い環境を避け、安定した場所に保管してください。

・注意

本装置は基礎的な実験用の装置であり、園芸あるいは農業用途に、実用的な育成を目的として用いるための装置ではありません。本装置が植物などに与える結果につきまして、弊社は責任を負わないものとします。

植物光照射装置LEDプランターについて

LEDプランターについて


植物の成長には光合成が必要です。光合成とは植物が太陽などの光を吸収し、エネルギーに変える作用のことです。最近ではLED（発光ダイオード）の人工光による植物育成技術が注目されています。LEDはエネルギー効率が高く、ほとんど発熱せず、必要な波長のみ照射が可能、パルス制御も可能など、植物用の光源として優れた特性を持っています。

LEDを使った育成においては、例えば光の色バランスや点滅のパルス間隔によって生育がよくなったりする例も知られており、農業や園芸への応用も期待されています。

本実験装置LEDプランターは、植物育成実験用のLED照射装置です。2枚のLEDパネルをそれぞれコントロールし、異なる照射条件での植物の育ち方を比較することができます。LEDパネルには、赤・青・白の3種類のLEDが取り付けられており、それぞれの色について自由に光量を設定することができます。

LEDのパルス制御

本装置LEDプランターは、PWM（パルス幅変調）制御により光量を制御しています。これは、LEDを一定の周期で点滅させ、その際の点灯時間と消灯時間の割合を変えることで光の量を調節する方法です。点滅の周期は目に見えないほど早い周期（ $200\mu\text{s} \sim 10\text{ms}$ ）から、点滅が目で見える遅い周期（ $100\text{ms} \sim 9\text{s}$ ）まで設定可能です。



LEDのパルス制御

LEDを早い周期で点滅させ、オンとオフの時間の比率を変えることによって、全体の光量を調節することができる。

梱包内容を確認する


まず、商品の梱包内容をお確かめください。万一、パーツの欠品や破損等がありましたら、直ちに販売店または弊社にご連絡ください。

パーツ名	形式	数量	備考
制御ユニット	ICL - 01	1	本体
LEDパネル	ICL - 11	2	シングルサイズ

本商品には、LEDパネルを固定するためのスタンド・クランプ類、また、育成植物の種(苗)・土・植木鉢などは含まれませんので必要に応じてご用意ください。

装置の各部名称

制御ユニット



LEDパネル



装置を設置し、点灯してみる

1. LEDパネルと電源を接続する

パネル側コネクタを、本体側のコネクタと接続します。本体側のコネクタは2つありますが、ここでは「OUT A」コネクタにLEDパネルを1枚接続します。




また、電源プラグをコンセントに接続します。

2. 装置を設置する

照射するLEDパネルを適度な位置に設置します。LEDパネルを固定するには、クランプ・スタンド類、プラスチック製のタイバンドやビニル紐を用品（これらの固定具は必要に応じ別途ご用意ください）

パネル固定例



市販の組み立てラックにタイバンドでパネルを固定した例

注意：LEDパネルには一部回路が露出している部分があります。固定の際に金属製の針金やクランプが回路に接触するとショート・破損につながる場合がありますのでご注意ください。

3. 電源を入れる

電源スイッチを入れます。表示パネルにオープニングメッセージが表示された後、下に示すような画面になります。

```
<ソウサメニュー - >  
    LED スタート  
  
    [センタク] / [ケッテイ]
```

初期画面

4. LEDを点灯する

操作ボタンの「決定」ボタン（一番右のボタン）を押します。パネル上のすべてのLEDが連続点灯します。



<ジッコウチュウ> パネルA
10ms / R100 / B100 / W100
レンゾクモード
[チュウダン]

点灯中の表示

右上部の「パネルA」表示は3秒ごとに「パネルB」表示に変わります

5. LEDを消灯する

電源スイッチを切るとLEDは消灯します。

<注意>

以上の説明は、この装置を初めて使用する時の状態を前提としております。各種設定を変更した場合、その時点での設定値に従い上記とは異なった動作になる場合があります。

初期設定値に戻したいときは、次ページ以降の説明を参照の上、以下の値に設定してください。

初期設定値

パネルA・Bともに

パルス周期 10ms

パルス幅 赤・青・白すべて100%

操作説明

(1) 設定の概要


LED照射方法は、A・B 2系列のパネルそれぞれについて設定が可能です。これにより異なる2つの条件で同時に育成実験を行うことができ、結果を比較することで照射の条件が植物育成に与える影響を調べることができます。

各パネルには赤・青・白のLEDが搭載されており（シングルタイプの場合、それぞれ60個、20個、20個）各色の系列ごとに光量を設定することが可能です。

光量の設定は各LEDの照射パルス幅によって調節し、0～100%まで10%刻みで設定可能です。

パルスの速さ（パルス周期）は200 μ s～9sまで、パネルごとに設定することが可能です。

1時間単位で設定できる間欠タイマーもあります。例えば10時間照射、そのあと14時間消灯を繰り返す、といった設定が可能です。



設定例

LED各色のパルス幅を設定することにより光量を調節する
パルス周期はA B両パネルについてそれぞれ設定できる

(2) パネルの接続について

LEDパネルを接続する際、本体側のコネクタは2つ（OUT A、OUT B）ありますが、必要に応じてどちらか1つのみに接続するか、または2つとも接続できます。「OUT A」コネクタに接続したLEDパネルが「パネルA」、「OUT B」側が「パネルB」になります。

(3) 基本操作

各種設定操作は、表示パネルのメニュー表示を見て項目や値を選択し（選択ボタン）決定する（決定ボタン）方法で行います。途中で設定を中止したり、前のメニューに戻りたくなった場合には〔中断ボタン〕を押します。


(4) 操作メニュー

1. メインメニュー

電源を入れると、オープニング画面の表示の後メインメニューが表示されます。選択ボタンで操作を選択し、決定ボタンを押して実行します。

メインメニューから選択できる操作は以下の3つです。


- ・LEDスタート・・・設定にしたがってLED照射を開始します。
- ・LEDセッテイ・・・照射方法を設定するためのモードに入ります。
- ・タイマーセッテイ・・・ON/OFF間欠タイマーを設定します。



メインメニュー画面

2. LEDスタート（照射開始）

メインメニューから「LED スタート」の表示で〔決定ボタン〕を押すとLED照射を開始します。照射中は下記のような表示になります。



照射中の画面表示について

照射パラメータを に表示しているパネルを示しています。表示は約3秒ごとにA Bで切り替わります。

照射パラメータを表示しています。左から、パルス周期(=10ms)、赤のパルス幅(=100%)、青パルス幅(=100%)、白パルス幅(=100%)を表示しています。間欠タイマーの状況を表示しています。連続照射の場合[レンズクモード]と表示され、タイマーが設定されているときは残りのON時間を表示します。ON時間経過後はLEDを消灯し、消灯の残り時間を表示します。

LED照射中に〔中断ボタン〕を押すと照射をいったん中断します。〔選択ボタン〕で「チュウダンスル」(中断)か「サイカイスル」(再開)を選んで決定します。「チュウダンスル」を選択した場合にはメインメニューに戻り、「サイカイスル」を選択した場合にはLED照射を再開します。この場合、タイマーの設定も継続してカウントダウンを再開します。

LED照射を中止したいときには、いきなり電源スイッチを切ってもOKです。LED設定値などはメモリに保存されていますので、同じ条件での再開が容易です。

3. LEDセッテイ (LEDパラメータ設定)

メインメニューから「LEDセッテイ」を選択、決定するとLED設定モードに入ります。まず、パネルA / パネルBのどちらを設定するか指定します。

```
<ソウサメニュー>
ドチラノパネルをセッテイ?
      パネルA
[モデル] / [センタク] / 「ケッテイ」
```

パネル選択画面：これから設定するパネルを選択する
中断ボタンで戻る、選択ボタンでA / B選択、決定ボタンで次へ進む

次に、選択したパネルのパルス周期を設定します。

```
<ソウサメニュー>
パルスシウキセツ パネルA
      10ms
[モデル] / [センタク] / 「ケッテイ」
```

パルス周期設定画面：これから設定するパネルの表示
ここの値を選んで決定する
中断ボタンで戻る、選択ボタンで値を選択、決定ボタンで次へ進む

LED各色について、パルス幅 (光量) を設定します。


```
<ソウサメニュー>
パルスハバセツ パネルA
      アカ: 100%
[モデル] / [センタク] / 「ケッテイ」
```

パルス幅設定画面
これから設定するパネルの表示
設定するLED色の表示：赤 青 白の順に設定が進む
ここの値を選んで決定する
中断ボタンで戻る、選択ボタンで値を選択、決定ボタンで次へ進む

赤、青、白の順に順次設定します。LED設定は以上で完了です。別のパネルについても引き続き設定する場合、パネル選択画面に戻り設定します。設定値はメモリに保存され、電源を切っても記憶されます。

4. タイマーセッテイ（間欠タイマーの設定）

間欠タイマーは、時間単位でLED照射をON OFF ON・・・と繰り返すための設定です。たとえば日中照射し、夜間は消灯したい場合、[点灯時間10時間/消灯時間14時間]などと設定します。



タイマー設定画面

ここの値を設定します。

まず、on時間を設定します。連続で点灯したい場合には「レンゾクショウシャ」を選択、決定します。

on時間を決定したら次にoff時間を設定し、決定します。

中断ボタンで戻る、選択ボタンで値を選択、決定ボタンで次へ進む

トラブルシューティング

(1) 電源が入らない

- ・電源コンセントは差し込んでありますか
- ・表示パネルに表示がある場合は(2)LEDが点灯しないへ

(2) LEDが点灯しない

- ・LEDパネルは本体に接続されていますか？正しいコネクタに接続されていますか？
- ・LED設定値は適当ですか？p7に記載の「初期設定値」をセットして試してみてください。

(3) LEDが点滅しない

- ・パルス周期が短い(<100ms)場合、目では点滅を認識できない場合があります。目で点滅を確認したい場合には、パルス周期を500ms付近にして試してみてください。

(4) LEDパネルが異常加熱している

- ・すぐに電源を切って、修理依頼してください。

(5) 水がかかってしまった

- ・すぐに電源を切ってください。装置の再使用は、水分が十分乾燥したことを確認してからにしてください。

テクニカルデータ

・仕様

電源	AC100V 50/60Hz
パネル制御	2系統独立制御
LEDパネルサイズ	約160X180mm
搭載LED	1パネル(シングルタイプ)あたり 赤:60個 青:20個 白:20個
パルス周期設定	200 μ s~9s
パルス幅設定	0~100%(10%単位)
タイマー設定	on, off時間それぞれ1~23時間

パルス周期、パルス時間は内部マイコンの処理上、多少の誤差があります。また、照射の際多少のちらつきが発生することがあります。

本装置についてのお問い合わせ



有限会社アイ・シー・アイ

本社

〒411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭 240-10

TEL 055-975-8585 FAX 055-975-8586

ici2000@mail.wbs.ne.jp

大阪日本橋事業部

〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋 5-13-9 三越ビル 201

TEL 06-6631-8586 FAX 06-6631-8586

ici2000-osaka@mist.ocn.ne.jp

URL : <http://www.ici2000.co.jp/>